

## Eine neue Klasse.



Erleben Sie das PUREBEAU-Flaggschiff, den TRS 250. Lassen Sie sich begeistern vom höchstem Qualitätsmaßstab in puncto Technik und den verwendeten Materialien, sowie durch ein spektakuläres Design. Die Präzisionssteuerung verbirgt sich in einem puristischem Vollaluminiumbody, der sich kühn aufgerichtet den Blicken stellt.

Das Design fasziniert über eine neue, klare Formensprache und Funktionalität – kein Attribut ist zu viel, keine Funktion zu wenig. So wird das Arbeiten mit dem TRS 250 zur wahren Freude, denn diese Verbindung aus Technik, Verarbeitung und Design begeistert selbst die aller höchsten Ansprüche.

### Wichtigste Systemdaten in Kürze

Perfekt auf die einzelnen Einsatzbereiche abstimmbare, digital gesteuerte Geschwindigkeitsstufen von 90 bis 250 Hüben pro Sekunde. Hochpräziser Lauf für absolute Genauigkeit beim Pigmentieren (keine Geschwindigkeitsschwankungen oder unruhiges Laufen). Integriertes Farbrücklaufschutzsystem für umfassende Hygiene (entspricht weltweiten Gesundheitsanforderungen), sterilisierbar im Heissluftsterilisator.

### Nadeltypen

Lasergeschweißte, passgenaue Allround-T-nadeln und Flachnadeln aus Edelstahl, kein Abrieb oder sonstige allergologische Auslöser. Sehr flexibel und fein. Passende Nadeldüsen. T-Allround Nadel (Größen): 1, 2, 3, 3-outline, 5, 7, 9; Flachnadel (Größen): 3, 5, 7, 13

### Wartung/Hygiene

Das ausgeklügelte Hygienesystem (integrierter Rücklaufschutz) vom Handstück TRS 250 erfordert lediglich eine normale Reinigung mit Gerätedesinfektion.

Alle Gebrauchsmaterialien wie Nadeln, Nadeldüsen und Pigmente, sind medizinisch sterilisiert. Alle in der Behandlung benutzen Materialien wie Nadel, Nadeldüse, Pigment im Mischtopfchen sind „einmalverwendbar“ und entsprechend nach der Behandlung zu entsorgen. (Nadeln und Nadeldüsen grundsätzlich in eine gesicherten Nadel- oder Kanülenentsorgungsbox.)

### Farben

TRS 250 ist auf die purebeau Micropigmente – LF – HICON optimal abgestimmt.

